

# W206

Microplate Washer



## Especificaciones Técnicas

Microplaca	96 pocillos
Cabezal de lavado	8 / 12
Volumen Residual	< 2ul
Vol. Dispensación	10-3000ul paso 1 ul
Ciclos de lavado	1-99 ajustable
Tiempo de Remojo	0-999s
Tiempo de Agitación	0-999s
Temperatura	5°C - 35°C
Humedad	15 - 85 %
Alimentación	AC 220V, 50Hz
Medidas y Peso	40x31x16 8Kg



IVDIAGNOSTIK Co. LTD.

Add: 2/F, Building7, Tian'an Nanyou Industrial Area, Nanshan District, Shenzhen 518054, China  
Tel: +86-755-26071664 26415597 Fax: +86-755-26073886 26419886



DISTRIBUTOR



EN.W206.201107

IVDIAGNOSTIK Co. LTD.



W206  
Microplate Washer

