

VISION

ERS Analizador Automático



Usa tubos primarios con EDTA Resultados en 20 minutos

- Tres modelos disponibles, 8, 16 y 32 posiciones
- Modo de trabajo BACH ó RANDOM, seleccionable por el usuario
- Carga directa del tubo primario con EDTA
- Medición en tiempo real de ERS por medio de sensores infrarrojos
- Medición en tubos cerrados por seguridad biológica
- Resultados en 20 minutos
- Conexión a LIS
- Homogenización Automática de la muestra

YHLO