

EMP-168



EMP-168

FOTOMETRO SEMIAUTOMATICO

Interface basada en Windows
Display LCD, 7" ajustable
Función QC
Purga de aire entre muestras
Soporte RS-232, USB, Ethernet y SD Card
Punto Final, Dos Puntos, Cinética, Abs
Memoria para 200 test y 100.000 resultados
Impresora Interna
Reactivo Independiente
Sistema Peltier 25, 30 y 37 °C
Curva Cinética en tiempo real

Sistema Optico

Lámpara Halógena
Porta Filtros de 8 posiciones
7 Filtros (340-870nm) + 1 libre



IVDIAGNOSTIK Co. LTD.

Add: 2/F, Building7, Tian'an Nanyou Industrial Area, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: +86-755-26071664 26415597 Fax: +86-755-26073886 26419886



DISTRIBUTOR



EN.M201.201107